



titus[®] XXL F6 Set zentralvenös

Titanport mit Katheter-Set



MEDICAL ELECTRONICS

A-7400 OBERWART, PANORAMAWEG 4

TEL. +43(0)335235213-11 WWW.MEDICAL.CO.AT

Abbildung

Produktspezifikation

Port titus[®] XXL F6

- Leichtes Ertasten und sichere Applikation durch großes Septum
- Ultem[®]-Nadelstopp bietet zusätzliche Sicherheit vor Beschädigung des Septums

Portvolumen	0,4 ml	Höhe	11,3 mm
Septum-Ø	11 mm	Basis	31 x 25 mm

Katheterset F6

- Medizinisches aliphatisches Polyurethan, bei Körpertemperatur hochflexibel
- Katheteranschluss mit „Klick“-Konnektor (Drehsicherung)
- Langzeitverträglich durch geringe Thrombogenität
- Softspitze zur Verringerung des Phlebitisrisikos
- Tiefenmarkierung des Katheters

AD [mm]	ID [mm]	Länge [mm]	Material
2,1	1,4	750	Radiopakes Polyurethan

Einführhilfen zur Implantation

- Perkutanes Einführbesteck für die Anwendung der Seldinger Technik oder nach Venae Sectio
- Reduziertes Implantationsbesteck für Venae Sectio

Set*	titus [®] XXL F6 Set zentralvenös („Seldinger Technik“) ¹	251 V 004 007 oWA
	titus [®] XXL F6 Set zentralvenös („Venae Sectio“) ²	251 V 004 009 oWA
Einzelkomponenten	Port titus [®] XXL F6	251 V 000 004 oWA
	Katheterset F6 „Seldinger Technik“	275 V 000 007 oWA
	Katheterset F6 „Venae Sectio“	275 V 000 009 oWA

Bestellnummer



*1 Inhalt titus[®] XXL F6 Set zentralvenös „Seldinger Technik“

1 Port titus[®] XXL F6, 1 Klick-Konnektor, Patientenkarte, Gebrauchsanweisung, Patientenakten 3-fach; Einführbesteck mit 1 Einlumenkatheter F6 PU, 1 Führungsdraht mit J-Spitze, 1 Seldinger Punktionskanüle 18 G, 1 Dilator, 1 Peel-away Schleuse, 1 Katheteradapter Luer Lock, Venenheber.

*2 Inhalt titus[®] XXL F6 Set zentralvenös „Venae Sectio“

1 Port titus[®] XXL F6, 1 Klick-Konnektor, Patientenkarte, Gebrauchsanweisung, Patientenakten 3-fach; Einführbesteck mit 1 Einlumenkatheter F6 PU, 1 Venenheber, 1 Katheteradapter Luer Lock.