



sicher
effektiv
innovativ






PATRONA® HF Generator

Der HF Generator PATRONA® ist nach neuesten Anforderungen für eine sehr sichere und anwenderfreundliche Nutzung in der minimal invasiven Schmerztherapie entwickelt worden.

Dabei wurde auf ein Höchstmass an Qualität geachtet, indem bereits im Markt gute etablierte Anwendungsoptionen mit zusätzlichen, für eine effektive und risikoarme Therapie sehr wichtigen Sicherheitsmerkmalen verknüpft wurden.

Auch die Auswertung verschiedener Stimulationsparameter ist damit nun postoperativ machbar, was für den Anwender wichtige Daten, zum Zwecke der Dokumentation aber auch der wissenschaftlichen Bearbeitung festhält. Das Gerät ist speziell für die Applikation gepulster Radiofrequenz (PRF) an Nervenbahnen konzipiert und kann individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden. Gleichzeitig ist es auch für die Durchführung einer sicheren Thermoläsionen geeignet.




- anwenderfreundlich durch einfache selbsterklärende Programmierung
- automatische Erkennung der Pasha Elektroden Adaption
- individuelle Einstellung von mehreren zusätzlichen PRF Programmen
- höchste Sicherheit durch gezielte Abschaltung des Läsionsprogramms bei Anschluss der PASHA® Elektrode
- Speicherung auswertbarer Stimulationsdaten

PASHA® Elektrode

Die bereits bewährte und etablierte Methode der epiduralen Pulsfrequenzapplikation mit der Pasha® Elektrode wird für den Anwender durch die eingebauten Programmoptionen sicherer, spart Zeit, gibt ihm aber zusätzliche genaue Einstellungsmöglichkeiten, die für die Effektivität der Therapie im Vordergrund stehen.

In diesem Zusammenhang ist die Nutzung der PASHA® Elektrode in Verbindung mit dem PATRONA® Generator das optimale Gerätekompendium für eine patientenfreundliche, sichere und effektive Schmerztherapie.

- patientenfreundliche schonende Beschaffenheit
- präzise Ausführung, verschiedene Längen (60 cm, 30 cm, Y Stück)
- spezielle Sicherheit in Verbindung mit dem PATRONA® Generator



NEURONA® und NEUROSTICK®

(Thermosonden und Thermoläsionsnadeln)

Der PATRONA® Generator nimmt bewährte Therapieoptionen auf, indem damit sämtliche Parameter und Einstellungsmöglichkeiten für die Thermoläsion anwenderfreundlich eingebaut wurden. Um diese Therapie durchzuführen, stehen für den Schmerztherapeuten Thermosonden Typ NEURONA® in verschiedenen Längen (50cm, 100 cm, 150 cm) sowie dafür geeignete Thermoläsionsnadeln Typ NEUROSTICK® zur Verfügung.



Vertrieb:



GmbH & Co. KG

Niederlassung Süd

Daimlerstr. 25
D-78665 Frittlingen

Tel. +49 7426 9477080
Fax +49 7426 9477089

www.omtmed.com


Niederlassung Nord

Emscherstr. 8
D-32427 Minden

Tel. +49 571 29530
Fax +49 571 29529

info@omtmed.com

Vertrieb Österreich:



MEDICAL ELECTRONICS

A-7400 OBERWART, PANORAMAWEG 4
TEL. +43(0)335235213-11 WWW.MEDICAL.CO.AT